

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Bfar ポリクローナル抗体 - Q9NZs9

商品番号: CM0025562

前書き

ヒトBFAR（RNF47）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと交差反応性あり。アポトーシスおよび小胞体ストレス研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BFAR ウサギ pAb
備考/別名	BAR; RNF47; BFAR
種	ヒト
GeneID	51283
免疫原	ヒトBFAR（NP_057645.1）のアミノ酸1-140に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NZS9
タンパク質分子量	53kDa
発送	保冷バッグ