

Wb、If/Icc、Elisa用抗Bgnウサギポリクローナル抗体 - P21810

商品番号: CM0028482

前書き

ヒトビグリカン（BGN）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAへの使用に適しています。ヒトおよびマウスと交差反応します。細胞外マトリックスや結合組織研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BGN ウサギ pAb
別名	PGI; MRLS; DSPG1; PG-S1; SEMDX; SLRR1A; BGN
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	633
免疫原	ヒトBGN（NP_001702.1）のアミノ酸38～368番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21810
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	氷袋