

WbおよびElisa用 Anti-Bhlhe41 ウサギポリクローナル抗体 - Q9C0J9

商品番号: CM0017841

前書き

ヒトBHLHE41（DEC2/SHARP1）を標的とするポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびラットのBHLHE41を検出し、免疫原はアミノ酸120-280由来。概日リズムおよび転写抑制研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

仕様	詳細
製品名	BHLHE41 ウサギ pAb
備考/別名	DEC2; FNSS1; hDEC2; BHLHB3; SHARP1; BHLHE41
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79365
GeneID	79365
免疫原	ヒトBHLHE41（NP_110389.1）のアミノ酸120-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交叉反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9C0J9
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ