


Wb、If-P、Elisa用抗Bhmtウサギポリクローナル抗体 - Q93088

商品番号: CM0013713



前書き

ヒトBHMT（ベタイン-ホモシステインS-メチルトランスフェラーゼ1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISA用途でバリデーション済みで、マウスおよびラットにも交差反応性を示します。ホモシステイン代謝の研究に最適です。タンパク質分子量は45 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BHMTウサギpAb
備考/別名	BHMT1; HEL-S-61p; BHMT
種	ヒト
GeneID（ヒト）	635
GeneID	635
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBHMT（NP_001704.2）のアミノ酸177～406に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q93088
タンパク質分子量	45 kDa
輸送	保冷剤