


Wb、Elisa用Anti-Bicd2ウサギポリクローナル抗体 - Q8Td16

商品番号: CM0018401



前書き

ウェスタンブロットおよびELISA用のBICD2（SMALED2）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。BICD2はダイニンモーター複合体のアダプタータンパク質であり、ゴルジ体から小胞体への輸送および核の位置決定に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	BICD2ウサギpAb
備考／別名	SMALED2 ; SMALED2A ; SMALED2B ; bA526D8.1 ; BICD2
生物種	ヒト
GeneID（ヒト）	23299
GeneID	23299
免疫原	ヒトBICD2（NP_001003800.1）のアミノ酸440～620に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8TD16
タンパク質分子量	94kDa
配送	保冷バッグ