


Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Bif-1 ポリクローナル抗体 - Q9Y371

商品番号: CM0016020



前書き

ヒト Bif-1 (Endophilin-B1、CGI-61) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウス、ラットと交差反応性あり。Bif-1はミトコンドリア動態、アポトーシス、オートファジーを調節する。研究用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Bif-1 Rabbit pAb
備考/別名	Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dJ612B15.2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51100
GeneID	51100
免疫原	ヒト Bif-1 (NP_057093.1) のアミノ酸120-365に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q9Y371
タンパク質分子量	41kDa
輸送	保冷バッグ