


## Anti-Bif-1 Rabbit Polyclonal Antibody For If/Icc, Elisa - Q9Y371

商品番号: CM0028409



## 前書き

IF/ICCおよびELISAで検証済みの高品質なBif-1ウサギポリクローナル抗体。ヒトエンドフィリン-B1 (SH3GLB1) を標的とし、ミトコンドリアダイナミクス、オートファジー、およびアポトーシスの重要な制御因子です。IVDおよび研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | Bif-1 Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名      | Bif-1; CGI-61; PPP1R70; dj612B15.2                     |
| 種          | ヒト                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 51100                                                  |
| 遺伝子ID      | 51100                                                  |
| 免疫原        | ヒト Bif-1 (NP_057093.1) のアミノ酸1-365に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース        | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション   | IF/ICC, ELISA                                          |
| 交差反応性      | ヒト                                                     |
| SWISS      | Q9Y371                                                 |
| タンパク質分子量   | 41kDa                                                  |
| 配送         | アイスバック                                                 |