


WbおよびElisa用抗Bimウサギモノクローナル抗体 - O43521

商品番号: CM0002482



前書き

バリデーション済みBimウサギモノクローナル抗体（WB・ELISA用）。ヒト、マウス、ラットのBimを認識します。免疫原：N末端領域由来の合成ペプチド。アポトーシス研究に最適です。SWISS O43521。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bim ウサギmAb
別名	BAM; BIM; BOD; Bim
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10018
遺伝子ID	10018
免疫原	ヒトBim (O43521) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43521
タンパク質分子量	22kDa
発送方法	氷袋梱包