


Ihc-PおよびElisa用抗Bimウサギポリクローナル抗体 - O43521

商品番号: CM0015044



前書き

アポトーシスの主要な調節因子であるBim（BCL2L11）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルを用いたIHC-PおよびELISAでバリデーション済み。細胞死研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BimウサギpAb
備考／別名	BAM; BIM; BOD; Bim
種	ヒト
GeneID（ヒト）	10018
GeneID	10018
免疫原	ヒトBim（NP_619527.1）のアミノ酸30～130に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O43521
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ