


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Bimラビットポリクローナル抗体 - O43521

商品番号: CM0019470



前書き

アポトーシス研究用のヒトBim (BCL2L11) を標的とするラビットポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。プログラム細胞死のメカニズムを研究するのに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bim Rabbit pAb
備考/別名	BAM; BIM; BOD; Bim
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10018
GeneID	10018
免疫原	合成ペプチド - ヒトBim (NP_619527.1) のアミノ酸100-198以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43521
タンパク質分子量	22kDa
配送	氷袋