


Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Bin1モノクローナル抗体 - O00499

商品番号: CM0003542



前書き

ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済みのBIN1ラビットモノクローナル抗体。膜の湾曲、T管形成、エンドサイトーシス、およびMYC活性の調査に最適です。臨床診断研究およびアッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BIN1 Rabbit mAb
備考/別名	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	274
遺伝子ID	274
免疫原	ヒトBIN1 (NP_647601.1) のアミノ酸400-593に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00499
タンパク質分子量	65kDa
配送	氷袋