


Anti-Bin1 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00499

商品番号: CM0006659



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA用に検証されたAnti-BIN1ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。BIN1（Amphiphysin II）は膜の湾曲、エンドサイトーシス、T管形成を調節します。神経科学および筋肉研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BIN1 Rabbit mAb
備考/別名	CNM2; AMPH2; AMPHL;; SH3P9; BIN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	274
GeneID	274
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBIN1 (NP_647593.1) のアミノ酸511-593に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00499
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ