


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Bin1ウサギポリクローナル抗体 - O00499

商品番号: CM0020810



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISA用に検証済みのウサギポリクローナルBIN1抗体。ヒトおよびラットBIN1（約65 kDa）を検出します。膜リモデリング、エンドサイトーシス、神経筋疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BIN1 ウサギ pAb
備考/別名	CNM2; AMPH2; AMPHL; SH3P9; BIN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	274
GeneID	274
免疫原	組換えタンパク質；ヒトBIN1（NP_647601.1）のアミノ酸230-409に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O00499
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ