

抗Bin3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途）- Q9Nqy0

商品番号: CM0018445

前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用途向けの抗BIN3ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのBIN3（約30 kDa）と交差反応します。細胞分裂およびアクチン細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BIN3 ウサギ pAb
備考/別名	BIN3
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55909
遺伝子ID	55909
免疫原	ヒトBIN3（NP_061158.1）のアミノ酸1-253番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQY0
タンパク質分子量	30kDa
発送方法	保冷剤