

WbおよびElisa用抗ビオチンウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0000021

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用の高特異性ビオチンウサギモノクローナル抗体。合成ペプチド免疫原で検証済み。広範囲の交差反応性が予測されます。研究およびIVDワークフローにおけるビオチン検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Biotin Rabbit mAb
種	ヒト
GeneID	CAS:58-85-5
免疫原	合成ペプチド ビオチン
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	その他（広範囲が予測される）
配送	氷袋