


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Bip/Grp78 モノクローナル抗体 - P11021

商品番号: CM0012156



前書き

ヒトBiP/GRP78を標的とするマウスモノクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。小胞体ストレス、タンパク質折りたたみ、感染症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BiP/GRP78 マウスmAb
備考／別名	BIP; GRP78; HEL-S-89n
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3309
GeneID	3309
免疫原	合成ペプチド ヒトBiP/GRP78に由来する合成ペプチドです。
起源	マウス
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P11021
タンパク質分子量	72kDa
発送方法	保冷剤