


## Wb、Ihc-P、Elisa用 抗BiP/Grp78ウサギポリクローナル抗体 - P11021

商品番号: CM0016258



### 前書き

ヒト BiP/GRP78 (HSPA5)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W  
B、IHC-

P、ELISAに適しており、マウスおよびラットとの交  
差反応性があります。小胞体ストレスおよびシャペロ  
ン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 製品名        | BiP/GRP78 ウサギ pAb                                   |
| 備考/別名      | BIP; GRP78; HEL-S-89n; BiP/GRP78                    |
| 種          | ヒト                                                  |
| 遺伝子ID (ヒト) | 3309                                                |
| 遺伝子ID      | 3309                                                |
| 免疫原        | ヒト BiP/GRP78 (NP_005338.1) のアミノ酸550-650に対応する合成ペプチド。 |
| 由来         | ウサギ                                                 |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                           |
| 適用         | WB、IHC-P、ELISA                                      |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                          |
| SWISS      | P11021                                              |
| タンパク質分子量   | 72 kDa                                              |
| 発送         | 保冷バッグ                                               |