

Anti-Birc7 (Kiap/Livin/MI-Iap) ウサギポリクローナル抗体 - Q96Ca5

商品番号: CM0012990



前書き

ヒト BIRC7 (Livin, KIAP)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA

に適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。アポトーシスおよびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BIRC7 Rabbit pAb
備考/別名	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79444
免疫原	ヒト BIRC7 (NP_647478.1) のアミノ酸 1-265 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96CA5
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ