

Wb、Elisa用Anti-Birc7ポリクローナル抗体 - Q96Ca5

商品番号: CM0026285



前書き

ヒトおよびマウスBIRC7（Livin/ML-IAP）のWBおよびELISA検出用に検証されたBIRC7ラビットpAb。アポトーシスおよび細胞周期研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BIRC7 Rabbit pAb
備考/別名	KIAP; LIVIN; MLIAP; RNF50; ML-IAP; BIRC7
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79444
遺伝子ID	79444
免疫原	ヒトBIRC7 (NP_647478.1) のアミノ酸1-265に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q96CA5
タンパク質分子量	33kDa
配送	アイスバッグ