

ウェスタンブロット、Elisa用 Anti-Bloc1S2 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Qny1

商品番号: CM0028814

前書き

ヒトBLOC1S2に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットでのウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。リソソーム関連オルガネラの生合成、神経突起伸長、細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BLOC1S2 ウサギ pAb
備考/別名	CEAP, BLOS2, BORCS2, CEAP11, BLOC1S2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	282991
GeneID	282991
免疫原	ヒトBLOC1S2 (NP_776170.2) のアミノ酸44-142に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6QNY1
タンパク質分子量	16kDa
輸送	保冷バッグ