

Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Bloc1S3 ウサギポリクローナル抗体 - Q6Qny0

商品番号: CM0023339

前書き

ヒトBLOC1S3に対するウサギポリクローナル抗体。IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。リソソーム関連オルガネラ生合成研究（BLOC-1複合体の研究を含む）に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BLOC1S3 Rabbit pAb
備考/別名	RP; HPSS; BLOS3; BLOC1S3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	388552
免疫原	ヒトBLOC1S3 (NP_997715.1) のアミノ酸1-202に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6QNY0
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋