

WbおよびElisa用Anti-Bloc1S6ウサギポリクローナル抗体 - Q9UL45

商品番号: CM0026193

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISAでバリデーションされたBLOC1S6ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのBLOC1S6/pallidinを検出します。これは、リソソーム関連オルガネラの生合成および細胞内輸送に不可欠なBLOC-1複合体のサブユニットです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BLOC1S6 Rabbit pAb
備考/エイリアス	PA; HPS9; PLDN; BLOS6; PALLID; BLOC1S6
種	ヒト
GeneID	26258
免疫原	ヒトBLOC1S6 (NP_036520.1) のアミノ酸1-170に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UL45
タンパク質分子量	20kDa
配送	氷袋