


Wb、If/Icc、Ihc-P、Elisa用Anti-Blvrbウサギポリクローナル抗体 - P30043

商品番号: CM0025745



前書き

ヒトBLVRB (FLR, BVRB)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。ヘム分解、レドックス生物学、およびインスリンシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BLVRB Rabbit pAb
備考/別名	FLR; BVRB; SDR43U1; HEL-S-10; BLVRB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	645
遺伝子ID	645
免疫原	ヒトBLVRB (NP_000704.1) のアミノ酸1-206に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P30043
タンパク質分子量	22 kDa
配送	アイスバッグ