

Wb、Elisa用抗Bmal1モノクローナル抗体 - O00327

商品番号: CM0005507



前書き

ヒトBMAL1（遺伝子ARNTL）を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの内在性BMAL1を検出します。概日リズム、代謝、および炎症研究における重要な試薬です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMAL1 Rabbit mAb
備考/別名	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	406
GeneID	406
免疫原	合成ペプチド（ヒトBMAL1 (O00327) のアミノ酸500-600領域内の配列に対応する合成ペプチド）
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00327
タンパク質分子量	69kDa
配送	アイスバッグ