

Wb、Elisa用 Anti-Bmal1 ポリクローナル抗体 - O00327

商品番号: CM0022082



前書き

WBおよびELISAで検証済みの高品質な抗BMAL1ポリクローナル抗体（ウサギ）。ヒト、マウス、ラットに反応。概日リズム研究および体外診断用途に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMAL1 ウサギ pAb
備考/別名	TIC; JAP3; MOP3; ARNTL; PASD3; ARNTL1; BMAL1c; bHLHe5; BMAL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	406
GeneID	406
免疫原	ヒトBMAL1 (NP_001284648.1) のアミノ酸380-510に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00327
タンパク質分子量	69kDa
発送	保冷バッグ