


Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Bmi1ポリクローナル抗体 - P35226

商品番号: CM0015006



前書き

ヒトBmi1

(PCGF4/RNF51)に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。標的はポリコム複合体タンパク質BMI-1で、遺伝子抑制および幹細胞の維持に関与するクロマチン調節因子です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bmi1 Rabbit pAb
備考/別名	PCGF4; RNF51; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	648
遺伝子ID	648
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBmi1 (NP_005171.4) のアミノ酸120-326に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P35226
タンパク質分子量	37kDa
配送	アイスバッグ