


Wb、Ip、Elisa用抗Bmi1ポリクローナル抗体 - P35226

商品番号: CM0015782



前書き

ポリコーム群コアタンパク質であるヒトBmi1（PCGF4/RNF51）を標的とするウサギ由来ポリクローナル抗体。WB、IP、ELISAでの使用が検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。エピゲノム研究およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bmi1 Rabbit pAb
備考／別名	PCGF4; RNF51; FLVI2/BMI1; flvi-2/bmi-1; Bmi1
種	ヒト
遺伝子ID	648
免疫原	合成ペプチド ヒトBmi1（NP_005171.4）のアミノ酸200～300領域の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35226
タンパク質分子量	37kDa
発送方法	氷袋