


抗Bmi1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P35226

商品番号: CM0002611



前書き

ヒトPolycomb複合体タンパク質BMI-1（Bmi1、PCGF4）に対するウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとラットと反応します。分子量は約37kDaで、クロマチンモデリングおよび遺伝子サイレンシング研究に重要です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Bmi1 ウサギmAb
別名	PCGF4, RNF51, FLV12/BMI1, flvi-2/bmi-1, Bmi1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	648
GeneID	648
免疫原	ヒトBmi1（P35226）のアミノ酸227～326番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P35226
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷剤