


If/Icc、Elisa用抗Bmp1ポリクローナル抗体 - P13497

商品番号: CM0019263



前書き

ヒトサンプル用のBMP1ウサギポリクローナル抗体（pAb）です。IF/ICCおよびELISAでの検証が完了しています。ECM形成と骨修復に関与するプロコラーゲンCプロテイナーゼを標的としており、基盤生物学および発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	BMP1 ウサギ pAb
別名	PCP; TLD; OI13; PCP2; PCOLC; BMP1
交差反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	649
GeneID	649
免疫原	ヒトBMP1 (NP_006120.1) のアミノ酸725-986番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P13497
タンパク質分子量	111kDa
輸送方法	保冷剤