

Wb、Elisa用抗Bmp15ウサギモノクローナル抗体 - O95972

商品番号: CM0010729

前書き

ヒトBMP15（O95972）に対する組換えウサギモノクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。卵胞形成および顆粒膜細胞増殖の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP15 ウサギmAb
別名	ODG2; POF4; GDF9B; BMP15
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	9210
GeneID	9210
免疫原	合成ペプチド：ヒトBMP15（O95972）のアミノ酸293～392領域の配列に対応する合成ペプチドを使用しています。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95972
タンパク質分子量	45kDa
輸送方法	保冷剤