

Wb、If/Icc、Ip、Elisa用抗Bmp2ウサギモノクローナル抗体 - P12643

商品番号: CM0010144



前書き

WB、IF/ICC、IP、ELISA用のヒトBMP2を標的とするウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性があります。免疫原には組換えタンパク質を使用しています。骨形成、骨芽細胞分化、TGF- β シグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP2ウサギmAb
備考／別名	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	650
GeneID	650
免疫原	組換えタンパク質 組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12643
タンパク質分子量	45kDa
配送	保冷バッグ