

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Bmp2 ウサギポリクローナル抗体 - P12643

商品番号: CM0018057



前書き

ヒトBMP2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。骨形成、骨形成タンパク質シグナル伝達、発生過程の研究における重要な研究ツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	BMP2 ウサギ pAb
備考/別名	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	650
GeneID	650
免疫原	ヒトBMP2 (NP_001191.1) のアミノ酸1-100に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12643
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ