


抗Bmp2ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P12643

商品番号: CM0013079



前書き

ヒト、マウス、ラットのサンプルを用いたウェスタンブロット、IHC、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質なBMP2ウサギポリクローナル抗体。骨形成および発生生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP2ウサギpAb
備考/別名	BDA2; BMP2A; SSFSC; SSFSC1; BMP2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	650
GeneID	650
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBMP2のアミノ酸283-396に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001191.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12643
タンパク質重量	45kDa
配送	アイスパック