

## Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bmp3ポリクローナル抗体 - P12645

商品番号: CM0027446



## 前書き

WB、IHC-

P、ELISAでバリデーションされたBMP3ウサギポリクローナル抗体。ヒトBMP3 (P12645) を標的とし、マウスおよびラットと交差反応します。骨の発達およびTGF-betaシグナリング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 製品名        | BMP3 Rabbit pAb                                                 |
| 備考/別名      | BMP-3A; BMP3                                                    |
| 種          | ヒト                                                              |
| 遺伝子ID (ヒト) | 651                                                             |
| 遺伝子ID      | 651                                                             |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒトBMP3 (NP_001192.2) のアミノ酸243-472に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース        | ウサギ                                                             |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                       |
| アプリケーション   | WB, IHC-P, ELISA                                                |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                      |
| SWISS      | P12645                                                          |
| タンパク質分子量   | 53kDa                                                           |
| 配送         | 氷袋                                                              |