

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Bmp4 ポリクローナル抗体 - P12644

商品番号: CM0013390

前書き

ヒトBMP4を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラット
との交差反応性あり。TGF-
βシグナル伝達、発生生物学、骨形成の研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP4 Rabbit pAb
備考/別名	ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	652
GeneID	652
免疫原	ヒトBMP4 (NP_001193.2) のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12644
タンパク質分子量	47kDa
発送	保冷バッグ