

## Wb・Elisa対応 抗Bmp4 ウサギモノクローナル抗体 - P12644

商品番号: CM0002434

### 前書き

BMP4ウサギモノクローナル抗体は、ヒト、マウス、ラットを対象としたWBおよびELISAでの使用が検証済みです。骨形成タンパク質4は、発生および骨形成に関与するTGF-

βスーパーファミリーのメンバーです。ワンストップI VDR原料パートナーのCamelBioから入手可能です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                 |
|------------|---------------------------------------------------|
| 製品名        | BMP4 ウサギmAb                                       |
| 備考/別名      | ZYME; BMP2B; OFC11; BMP2B1; MCOPS6; BMP4          |
| 種          | ヒト                                                |
| 遺伝子ID (ヒト) | 652                                               |
| 遺伝子ID      | 652                                               |
| 免疫原        | ヒトBMP4 (NP_001193.2) のアミノ酸250〜350領域の配列に対応する合成ペプチド |
| 起源         | ウサギ                                               |
| カテゴリー      | モノクローナル抗体                                         |
| 用途         | WB、ELISA                                          |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                        |
| SWISS      | P12644                                            |
| タンパク質分子量   | 47kDa                                             |
| 発送方法       | 氷袋                                                |