

## Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Bmp4ウサギモノクローナル抗体 - P12644

商品番号: CM0003433

### 前書き

ウエスタンブロット、IHC（パラフィン切片）、IF/I  
CC、ELISAで検証済みのBMP4ウサギモノクローナル  
抗体。発生、骨形成、血管新生に必須のTGF-  
β増殖因子であるヒトBMP4を特異的に検出します。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメーター      | 値                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 製品名         | BMP4 ウサギ mAb                                         |
| 備考/別名       | ZYME, BMP2B, OFC11, BMP2B1, MCOPS6, BMP4             |
| 種           | ヒト                                                   |
| GeneID (ヒト) | 652                                                  |
| GeneID      | 652                                                  |
| 免疫原         | 合成ペプチド - ヒトBMP4 (P12644) のアミノ酸309-408に対応する配列の合成ペプチド。 |
| 由来          | ウサギ                                                  |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                            |
| 適用          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                             |
| 交差反応性       | ヒト                                                   |
| SWISS       | P12644                                               |
| タンパク質分子量    | 47kDa                                                |
| 発送          | 保冷バッグ                                                |