

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bmp5ウサギポリクローナル抗体 - P22003

商品番号: CM0029203

前書き

ヒトBMP5に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のBMP5を検出します。骨形態形成タンパク質シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP5 Rabbit pAb
備考/別名	BMP5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	653
遺伝子ID	653
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBMP5 (NP_066551.1) のアミノ酸317-454に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22003
タンパク質分子量	52kDa
配送	氷袋