


Wb、If/Icc、Elisa対応 抗Bmp6モノクローナル抗体 - P22004

商品番号: CM0012318



前書き

WB、IF/ICC、ELISAでの検証済み高品質ウサギ抗BMP6モノクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットに反応します。骨形成、鉄代謝、TGF-betaシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP6 ウサギmAb
別名	IO; VGR; VGR1; BMP6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	654
GeneID	654
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22004
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤