


WbおよびElisa用Anti-Bmp6ポリクローナル抗体 - P22004

商品番号: CM0025938



前書き

ヒトBMP6に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。骨の発達、鉄代謝、およびTGF- β シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP6 Rabbit pAb
備考/別名	IO; VGR; VGR1; BMP6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	654
GeneID	654
免疫原	ヒトBMP6 (NP_001709.1) のアミノ酸375-513内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P22004
タンパク質分子量	57kDa
配送	アイスパッグ