

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Bmp7ウサギポリクローナル抗体 - P18075

商品番号: CM0017104



前書き

BMP7に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルでWB、IHC-P、ELISAについて検証済みです。TGF- β シグナル伝達、発生、および骨形成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMP7 Rabbit pAb
備考/別名	OP-1; BMP7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	655
GeneID	655
免疫原	BMP7 (NP_001710.1) のアミノ酸70-251に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P18075
タンパク質分子量	49kDa
配送	氷袋