

Wb、Elisa用Anti-Bmpr1Aウサギポリクローナル抗体 - P36894

商品番号: CM0022602



前書き

ヒト、マウス、ラットに反応する、WBおよびELISA用途のBMPR1A（ALK3/CD292）ウサギポリクローナル抗体。BMP受容体シグナル伝達、骨格形成、骨形成タンパク質経路の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMPR1AウサギpAb
備考・別名	ALK3; SKR5; ALK-3; CD292; ACVRLK3; BMPR-1A; 10q23del; BMPR1A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	657
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBMPR1A（NP_004320.2）のアミノ酸24～200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P36894
タンパク質分子量	60 kDa
輸送	保冷バッグ