

抗Bmpr2ウサギポリクローナル抗体 - Q13873

商品番号: CM0021602



前書き

研究用高品質ウサギポリクローナル抗BMPR2抗体。
WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのBMPタイプII受容体（BMPRII）を認識。組換え免疫原（aa27-150）を使用。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMPR2 Rabbit pAb
備考/別名	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPRII; BMPR2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	659
GeneID	659
免疫原	組換えタンパク質 ヒトBMPR2のアミノ酸27-150に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001195.2)。
ソース	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13873
タンパク質重量	115kDa
配送	アイスバッグ