


Wb、Elisa用抗Bms1ウサギポリクローナル抗体 - Q14692

商品番号: CM0016441



前書き

ヒトBMS1（リボソーム生合成タンパク質BMS1ホモログ）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。146 kDaのタンパク質を検出し、核小体およびリボソームアセンブリ研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BMS1 ウサギpAb
備考/別名	ACC; BMS1L; BMS1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9790
GeneID	9790
免疫原	ヒトBMS1（NP_055568.3）のアミノ酸600～900番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14692
タンパク質分子量	146kDa
発送	保冷剤