

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Bnip1ウサギモノクローナル抗体 - Q12981

商品番号: CM0012748

前書き

WB、IHC-P、ELISA用のヒトBNIP1（SEC20）を標的とするウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。小胞体ストレス、アポトーシス、ミトコンドリアオートファジーの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	BNIP1ウサギmAb
備考・別名	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	662
GeneID	662
免疫原	合成ペプチド：ヒトBNIP1（Q12981）のアミノ酸50～150内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q12981
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ