

WbおよびElisa用抗Bnip1ウサギポリクローナル抗体 - Q12981

商品番号: CM0028522

前書き

ヒトBNIP1 (SEC20/NIP1)
タンパク質を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。小胞体膜融合、アポトーシス、およびミトコンドリアオートファジーの研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BNIP1 Rabbit pAb
備考/別名	NIP1; SEC20; TRG-8; BNIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	662
GeneID	662
免疫原	ヒトBNIP1 (NP_001196.2) のアミノ酸1-200に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12981
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋