

Wb & Elisa用 Anti-Bnip2 ポリクローナル抗体 - Q12982

商品番号: CM0024784

前書き

ヒトBNIP2（BCL-2/E1B 19 kDa相互作用タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。アポトーシス抑制に関与するこのタンパク質を標的としています。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。予測分子量は36 kDaです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BNIP2 Rabbit pAb
備考/別名	NIP2; BNIP-2; BNIP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	663
遺伝子ID	663
免疫原	ヒトBNIP2 (NP_004321.2) のアミノ酸125-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q12982
タンパク質分子量	36kDa
配送	氷袋