

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Bnip3 ポリクローナル抗体 - Q12983

商品番号: CM0030765



前書き

ヒトBNIP3を標的とするウサギポリクローナル抗体。

WB、IHC-

P、ELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。アポトーシス、オートファジー、ミトコンドリア品質管理の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BNIP3 ウサギ pAb
備考/別名	NIP3; HABON; BNIP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	664
GeneID	664
免疫原	ヒトBNIP3 (NP_004043.3) のアミノ酸40-120に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	Q12983
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ