

If/IccおよびElisa用抗Bnip3ウサギポリクローナル抗体 - Q12983

商品番号: CM0015112



前書き

ヒトBNIP3を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。アポトーシス、ミトコンドリア品質管理、宿主-ウイルス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BNIP3ウサギpAb
備考／別名	NIP3; HABON; BNIP3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	664
GeneID	664
免疫原	ヒトBNIP3 (NP_004043.3) のアミノ酸1~140に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12983
タンパク質分子量	22 kDa
配送	保冷剤