

Anti-Bnip3L ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - O60238

商品番号: CM0028346

前書き

ヒトBNIP3L (NIX)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のBNIP3Lを検出します。アポトーシスおよびミトコンドリア品質管理の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	BNIP3L Rabbit pAb
備考/別名	NIX; BNIP3a; BNIP3L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	665
GeneID	665
免疫原	ヒトBNIP3L (NP_004322.1) のアミノ酸95-180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O60238
タンパク質分子量	24kDa
配送	保冷バッグ